

デモ機の貸し出しも行っております、お気軽にお問い合わせください。



株式会社 近藤研究所

医療用ライト・額帯ライト・工業用内視鏡・ポアスコープ・カスタマイズスコープ等の開発・製造・販売

〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王1-5-10

TEL. 052-228-3117 URL <https://kondo-labo.co.jp/>

FAX. 052-228-3116 E-mail mega@kondo-labo.co.jp



医療機器製造販売業許可番号：23B3X10016
医療機器製造業登録番号：23BZ200315

医療用ヘッドライト・ルーペ

Medical LED Headlight & Loupe




MEGA LIGHT UP

メガライトアップシリーズ メガライトアップ



医療全般に実績のある汎用タイプ

メガライトアップの特徴

照射範囲の調整が可能




用途に合わせて90-45mmの範囲で調整可能。
ライトを絞ることで患者さんの目にライトの光が当たることを防ぎます。



小型・軽量
9g

メガライトアップ：連続点灯時の照度推移



医療現場の用途で選ぶ

2つの光


MEGA LIGHT UP
メガライトアップ
診察・診断

照度 15,000~
30,000ルクス

ILLUMINA
イルミナ
診断・手術

照度 30,000~
60,000ルクス

明るい / 軽い / 高性能



診察

診断

手術

ILLUMINA

イルミナライトシリーズ

イルミナ 高照度 LEDモデル

外科手術に適した調光機能搭載のハイパワータイプ


イルミナの特徴

無段階調光ダイヤル付




60,000lux~30,000luxの範囲で無段階に調整ができ、用途に合わせた明るさを選択できます。

バッテリーレベルインジケーター付



バッテリー残量が一目でわかる5段階で表示。


バッテリー持続性



最大照度で約4時間、最少照度では約9時間の使用が可能。時間を気にせず長く使えます。

小型・軽量
9g

イルミナ：連続点灯時の照度推移



LINEUP LEDヘッドライト・ルーペ製品ラインナップ

動画で紹介



イルミナライトシリーズ


ILLUMINA

クリップタイプ

▶ P.05

お持ちのメガネやゴーグルに
取付可能なクリップタイプ

ルーペあり、無しが
選択できます



ルーペ1.5倍と1.7倍を
選択できます。


※ イラストはゴーグルへの取り付けイメージです。



他メーカールーペ用アタッチメント

▶ P.19

今お使いの各種ルーペに合わせた
カスタムメイドに対応



額帯タイプ

▶ P.07

頭部にフィットし、長時間の診療も安心

ルーペあり、無しが
選択できます



ルーペ1.5倍と1.7倍を
選択できます。



メガライトアップ シリーズ

メガライトアップシリーズ | 両眼立体視ルーペタイプ(耳・鼻・喉)

動画で紹介



MEGA LIGHT UP

クリップタイプ

▶ P.09

お持ちのメガネやゴーグルに
取付可能なクリップタイプ

ルーペあり、無しが
選択できます

ルーペ1.5倍と1.7倍を
選択できます。




チタンフレームタイプ

▶ P.11


頭部を包み込むフィット感で
長時間でも安定した使い心地
お持ちのメガネやゴーグルと
併用が可能です

ルーペあり、無しが
選択できます

ルーペ1.5倍と1.7倍を
選択できます。



※ イラストはゴーグルへの取り付け
イメージです。



額帯コードレスタイプ

▶ P.13

コードの煩わしさが無く、
ストレスになりません

ルーペあり、無しが
選択できます

ルーペ1.5倍と1.7倍を
選択できます。




額帯バッテリータイプ

頭部にフィットし、
長時間の診療も安心

ルーペあり、無しが
選択できます

ルーペ1.5倍と1.7倍を
選択できます。



両眼立体視ルーペ コードレスタイプ

▶ P.15

両眼立体視ルーペ付き(倍率1.9.)の
ヘッドライトで小さく
狭い部位も立体的に



コードの煩わしさが無く、
ストレスになりません



両眼立体視ルーペ バッテリータイプ

両眼立体視ルーペ付き(倍率1.9.)の
ヘッドライトで小さく
狭い部位も立体的に

頭部にフィットし、
長時間の診療も安心




OPTION

サイドスイッチ

▶ P.17


手を伸ばさずON/OFFできます



他メーカールーペ用 アタッチメント

▶ P.19

お使いの他メーカーへの
ヘッドライト取り付けパーツ



オプション一覧

▶ P.21

豊富なユーティリティパーツ・消耗品



イルミナライトシリーズ | クリップタイプ

イルミナ / イルミナルーパー

手術用に開発した、対象部位が見やすい高照度モデル「イルミナ」


執刀するお医者様のご意見を反映いたしました。繊細でデリケートなおペには患部など対象部位が明確にわかる必要があります。高照度60,000ルクスの明るさを持ちながら長時間使えるバッテリーで手術の現場のストレスを軽減します。

使い慣れたお手持ちのメガネ、ゴーグルにクリップできるので、違和感なくお使いいただけます




ルーペ

- 軽量の薄型ルーペでさらにクリア見えます。
- 倍率は1.5倍と1.7倍の2種類からお選びいただけます。




D(ダブル)モデル



外科手術・歯科治療などの下向き姿勢に適し、より大きな角度調整が可能なダブルジョイント。

S(シングル)モデル



水平に近い姿勢に適したシングルジョイント。


簡単取り付け

お使いのメガネやゴーグルにワンタッチで簡単に取り付けが可能です。煩わしいヘッドリングや専用のフレームは必要ありません。



角度調整

ライト部分は上下左右に角度調整が可能ですので、見たい部分に正確にライトを照射することができます。



他メーカールーペ用アタッチメント

今お使いの各種ルーペに合わせたカスタムメイドに対応。



イルミナ



LEDライト
※ D(ダブル)モデル



※ S(シングル)モデル

イルミナルーパー



ルーペ
LEDライト
※ D(ダブル)モデル



※ S(シングル)モデル

共通：バッテリー・充電器類



オプション品

手を伸ばさずにON/OFFできます。



サイドスイッチ

▶ P.17

品名	イルミナ		イルミナルーパー 1.7		イルミナルーパー 1.5	
	MS-700D (ダブル)	MS-700S (シングル)	MS-770D (ダブル)	MS-770S (シングル)	MS-750D (ダブル)	MS-750S (シングル)
ルーペ(倍率)	-		1.7倍		1.5倍	
ルーペ焦点距離	-		250~300mm		300~400mm	
寸法 質量	ライト本体	31W×20D×20Hmm・8g				
	ルーペ	-		10W×87D×39Hmm・8g		
	バッテリー	104W×48.5D×31Hmm・92g				
	充電用アダプタ	60W×35D×25Hmm・35g				
コード長	タイプC 1000mm					
電源	1000mm(本体コード：400mm+コネクタコード：600mm)					
光源	3.6V リチウムイオンバッテリー 3350mA					
照射範囲(距離350mm)	3W LED					
バッテリー使用時間	90mm					
バッテリー充電時間	照度Ⅲ：240分 照度Ⅱ：400分 照度Ⅰ：570分					
医療機器届出番号	約4時間					
JANコード	23B3X10016000701					
セット内容	4580041987028	4580041987011	4580041987721	4580041987714	4580041987523	4580041987516
	ライト本体、コネクタコード600mm×1、充電器用アダプタ×1、USBケーブル×1、バッテリー×1		ライト本体、コネクタコード600mm×1、充電器用アダプタ×1、USBケーブル×1、バッテリー×1、ルーペ1.7×1		ライト本体、コネクタコード600mm×1、充電器用アダプタ×1、USBケーブル×1、バッテリー×1、ルーペ1.5×1	



イルミナライトシリーズ | 額帯タイプ

イルミナ額帯タイプ

頭部にフィットし長時間の手術も安心な額帯タイプ


かんたんON・OFF

ライトとスイッチの距離が近いので無駄な動きが少なく、スイッチのON/OFFができます。



上下左右に角度調整

またライト部分は上下左右に角度調整が可能ですので、見たい部分に正確にライトを照射することができます。




頭部にフィット

額帯部の調整が可能で、頭部にフィットし、長時間の使用も安心です。(周囲51~62cm)



スライド長さ調整

スライド調整機能により額帯とライトの間隔を調整できます。



ルーペ

- 軽量の薄型ルーペでさらにクッキリ見えます。
- 倍率は1.5倍と1.7倍の2種類からお選びいただけます。



※写真はルーペ付きモデル

イルミナ額帯タイプ



共通：バッテリー・充電器類



品名	イルミナ額帯タイプ	イルミナ額帯タイプ ルーペ1.7	イルミナ額帯タイプ ルーペ1.5
型式	MS-800B	MS-870B	MS-850B
ルーペ(倍率)	—	1.7倍	1.5倍
ルーペ焦点距離	—	250~300mm	300~400mm
寸法 質量	ライト本体	200W×150D×35Hmm(周囲51~62cm)・125g	
	ルーペ	—	
	バッテリー	104W×48.5D×31Hmm・92g	
	充電用アダプタ	60W×35D×25Hmm・35g	
	USBケーブル	タイプC 1000mm	
コード長	1000mm(額帯後部より・本体コード：200mm+コネクタコード：800mm)		
電源	3.6V リチウムイオンバッテリー 3350mA		
光源	3W LED		
照射範囲(距離350mm)	90mm		
バッテリー使用時間	照度Ⅲ：240分 照度Ⅱ：400分 照度Ⅰ：570分		
バッテリー充電時間	約4時間		
医療機器届出番号	23B3X10016000801		
JANコード	4580041988018	4580041988711	4580041988513
セット内容	ライト本体、コネクタコード800mm×1、充電用アダプタ×1、USBケーブル×1、バッテリー×1	ライト本体、コネクタコード800mm×1、充電用アダプタ×1、USBケーブル×1、バッテリー×1、ルーペ1.7×1	ライト本体、コネクタコード800mm×1、充電用アダプタ×1、USBケーブル×1、バッテリー×1、ルーペ1.5×1

説明動画



メガライトアップシリーズ | クリップタイプ

メガライトアップ / メガライトアップルーペ

「検診」「往診」に便利なメガネにセットするだけのスタイリッシュなLEDヘッドライト

これまでの「痛い」「重い」「暑い」を解消します。

幅広い医療の現場で好評いただいております。
明るく、均一に照らすLEDヘッドライト。
お手持ちのメガネ・ゴーグルに簡単にセットでき、
重さ9gで診察中に重さを感じません。



ルーペ

- 軽量の薄型ルーペでさらにクッキリ見えます。
- 倍率は1.5倍と1.7倍の2種類からお選びいただけます。



※写真はルーペ付きモデル




簡単取り付け

お使いのメガネやゴーグルにワンタッチで簡単に取り付けが可能です。
煩わしいヘッドリングや専用のフレームは必要ありません。




角度調整


ライト部分は上下左右に角度調整が可能ですので、見たい部分に正確にライトを照射することができます。



S(シングル)モデル



D(ダブル)モデル



メガライトアップ



※ S(シングル)モデル



※ D(ダブル)モデル

メガライトアップルーペ



※ S(シングル)モデル



※ D(ダブル)モデル

共通：バッテリー・充電器類



オプション品

手を伸ばさずにON/OFFできます。



品名	メガライトアップ		メガライトアップルーペ1.7		メガライトアップルーペ1.5	
	KU-1000S (シングル)	KU-1000D (ダブル)	KU-1700S (シングル)	KU-1700D (ダブル)	KU-1500S (シングル)	KU-1500D (ダブル)
ルーペ(倍率)	-		1.7倍		1.5倍	
ルーペ焦点距離	-		250~300mm		300~400mm	
寸法 質量	ライト本体		31W×20D×13Hmm・9g			
	ルーペ		53W×36D×34Hmm・15g(クリップ含む)			
	バッテリー		10W×87D×39Hmm・8g			
	充電器		110W×35D×25Hmm・92g			
充電器専用アダプタ		100W×45D×30Hmm・60g				
コード長	-		75W×30D×25Hmm・70g			
電源	1000mm(本体コード：400mm+コネクタコード：600mm)					
光源	3.6V リチウムイオンバッテリー 3350mAh					
照射範囲(距離350mm)	3W LED					
バッテリー使用時間	90~45mm					
バッテリー充電時間	約4時間					
医療機器届出番号	約3時間					
JANコード	23B3X10016000005		23B3X10016000006		23B3X10016000007	
セット内容	4580041980500	4580041980517	4580041980609	4580041980616	4580041980708	4580041980715
	ライト本体、コネクタコード600mm×1、充電器×1、充電器専用アダプタ×1、バッテリー×2		ライト本体、コネクタコード600mm×1、充電器×1、充電器専用アダプタ×1、バッテリー×2、ルーペ1.7、メガライトキャップ×2		ライト本体、コネクタコード600mm×1、充電器×1、充電器専用アダプタ×1、バッテリー×2、ルーペ1.5、メガライトキャップ×2	

※オプション品：広い視野に対応した、ワイドルーペもあります。



メガライトアップシリーズ | チタンフレームタイプ

メガライトアップチタンフレーム



頭部を包み込むフィット感で長時間でも安定した使い心地

超軽量・超弾性に優れた
チタンフレーム採用



- フレームの設計にはメガネの聖地である福井県鯖江のメガネづくりの技術を採用。
- 弾力性の高いベータチタン素材を用いて頭部を包み込むようなフォルムにすることでフロント部に集中しがちな重量を分散させます。

装着イメージ例



様々なメガネ・ゴーグルが違和感なく使えます

- 日常のメガネに装着可能なフレーム設計。
- 軽量メガネにクリップで装着した際の不安定感をなくし、長時間の装着ストレスも抑えられます。

メガライトアップチタンフレーム



メガライトアップチタンフレーム ルーペ



共通：バッテリー・充電器類



ルーペモデルに同梱



オプション品

手を伸ばさずにON/OFFできます。



品名	メガライトアップチタンフレーム	メガライトアップチタンフレーム ルーペ1.7	メガライトアップチタンフレーム ルーペ1.5
型式	KU-2000S	KU-2700S	KU-2500S
ルーペ(倍率)	—	1.7倍	1.5倍
ルーペ焦点距離	—	250~300mm	300~400mm
寸法 質量	本体	31W×20D×13Hmm・9g	
	ルーペ	245W×125D×50Hmm・24g(フレーム含む)	
	バッテリー	110W×35D×25Hmm・92g	
	充電器	100W×45D×30Hmm・60g	
充電器専用アダプタ	75W×30D×25Hmm・70g		
コード長	1000mm(本体コード：400mm+コネクタコード：600mm)		
電源	3.6V リチウムイオンバッテリー 3350mA		
光源	3W LED		
照射範囲(距離350mm)	90~45mm		
バッテリー使用時間	約4時間		
バッテリー充電時間	約3時間		
医療機器届出番号	23B3X10016000601	23B3X10016000602	23B3X10016000603
JANコード	4580041986007	4580041986700	4580041986502
セット内容	ライト、コネクタコード600mm×1、充電器×1、充電器専用アダプタ×1、バッテリー×2	ライト、コネクタコード600mm×1、充電器×1、充電器専用アダプタ×1、バッテリー×2、ルーペ1.7、メガライトキャップ(メガライトアップ用)	ライト、コネクタコード600mm×1、充電器×1、充電器専用アダプタ×1、バッテリー×2、ルーペ1.5、メガライトキャップ(メガライトアップ用)

説明動画



P.17

メガライトアップシリーズ | 額帯タイプ

メガライトアップ額帯タイプ

頭部にフィットし長時間の診療も安心な額帯タイプ

かんたんON・OFF

ライトとスイッチの距離が近いので無駄な動きが少なく、スイッチのON/OFFができます。



好きな色が選べます

清潔感のあるホリゾンブルーや温かみのあるクリームイエローなど全4色の中からお好みの色をお選びいただけます。



また額帯カバーは取外しが可能ですので、交換することにより常に清潔に保つことができます。


頭部にフィット

額帯部の調整が可能で、頭部にフィットし、長時間の使用も安心です。(周囲51~62cm)



スライド長さ調整

スライド調整機能により額帯とライトの間隔を調整できます。




ルーペ

●軽量の薄型ルーペでさらにクッキリ見えます。
●倍率は1.5倍と1.7倍の2種類からお選びいただけます。



上下左右に角度調整

またライト部分は上下左右に角度調整が可能ですので、見たい部分に正確にライトを照射することができます。



メガライトアップ額帯コードレスタイプ



メガライトアップ額帯バッテリータイプ



品名	メガライトアップ額帯コードレスタイプ				メガライトアップ額帯バッテリータイプ							
	型式とカラー	MG-400HB	MG-470HB	MG-450HB	MG-300HB	MG-370HB	MG-350HB					
	HB(ホリゾンブルー)	MG-400HB	MG-470HB	MG-450HB	MG-300HB	MG-370HB	MG-350HB					
	CY(クリームイエロー)	MG-400CY	MG-470CY	MG-450CY	MG-300CY	MG-370CY	MG-350CY					
	AG(アッシュグレー)	MG-400AG	MG-470AG	MG-450AG	MG-300AG	MG-370AG	MG-350AG					
	KH(カーキ)	MG-400KH	MG-470KH	MG-450KH	MG-300KH	MG-370KH	MG-350KH					
ルーペ(倍率)	—	—	1.7倍	1.5倍	—	1.7倍	1.5倍					
ルーペ焦点距離	—	—	250mm~300mm	300mm~400mm	—	250mm~300mm	300mm~400mm					
調光機能	○				—							
寸法	本体	200W×150D×35Hmm(周囲51~62cm)・111g				200W×150D×35Hmm(周囲51~62cm)・125g						
	ルーペ	—				10W×87D×39Hmm・8g						
	コネクコード	—				800mm・15g						
	充電器	—				100W×45D×30Hmm・60g						
	充電器専用アダプタ	—				75W×30D×25Hmm・70g						
質量	充電器	—				110W×35D×25Hmm・92g						
	バッテリー	—				1000mm(額帯後部より)						
コード長	コードレス				3.6V リチウムイオンバッテリー 3350mA							
電源	単4電池×3本				—							
光源	—				3W LED							
照射範囲(距離350mm)	—				90~45mm							
バッテリー使用時間	—				約2時間							
バッテリー充電時間	—				約4時間							
医療機器届出番号	—				約3時間							
JANコード	23B3X10016000302											
	MG-400HB	4580041984010	MG-470HB	4580041984713	MG-450HB	4580041984515	MG-300HB	4580041983013	MG-370HB	4580041983716	MG-350HB	4580041983518
	MG-400CY	4580041984034	MG-470CY	4580041984737	MG-450CY	4580041984539	MG-300CY	4580041983037	MG-370CY	4580041983730	MG-350CY	4580041983532
	MG-400AG	4580041984058	MG-470AG	4580041984751	MG-450AG	4580041984553	MG-300AG	4580041983051	MG-370AG	4580041983754	MG-350AG	4580041983556
	MG-400KH	4580041984065	MG-470KH	4580041984768	MG-450KH	4580041984560	MG-300KH	4580041983068	MG-370KH	4580041983761	MG-350KH	4580041983563
セット内容	本体											
	—	ルーペ1.7			ルーペ1.5			—	ルーペ1.7		ルーペ1.5	

説明動画
コードレスタイプ



説明動画
バッテリータイプ



メガライトアップシリーズ | 両眼立体視ルーペタイプ(耳・鼻・喉)

NEW

プレミアムフォーカス

メガライトルミビュー後継機

両眼立体視ルーペのヘッドライトで小さく狭い部位も立体的に

かんたんON・OFF

ライトとスイッチの距離が近いので無駄な動きが少なく、スイッチのON/OFFができます。



バッテリータイプ

無段階 照度調整

明るさが無段階に調整できる、照度調整ダイヤル付き。



バッテリータイプ

バッテリーレベル インジケータ

バッテリー残量が一目でわかる5段階で表示。




説明動画
コードレスタイプ



説明動画
バッテリータイプ



ルーペは立体視できる両眼立体視モデル



- 両眼立体視だから距離感がわかり診療時安心です。
- 光軸と視軸が鋭角のため、奥深く光が入り診療できます。

可動式ルーペ



ルーペは可動式で上部に持ち上げればヘッドライトのみでも使用可能です。


ルーペ倍率1.9倍

従来機に比べ、より深い箇所の確認に最適です。



瞳孔間の調整レバー

瞳孔間の距離を49~74mmの間で調整が可能です。



プレミアムフォーカス コードレスタイプ

無段階・照度調整
使用環境にあった明るさに100%~30%の範囲で微調整。

コードレスタイプ
単4アルカリ乾電池、または充電電池に対応。

セット内容
メガライトキャップ

プレミアムフォーカス バッテリータイプ

無段階・照度調整
連続点灯時の照度推移 (光源からの距離250mm)

照度 (lux)	35,000	30,000	25,000	20,000	15,000	10,000	5,000	0
点灯時間 (分)	0	100	200	300	400	500	650	

バッテリー持続性
最大照度で約6時間、最少照度では約10時間の使用が可能。時間を気にせず長く使えます。

セット内容


品名	プレミアムフォーカス コードレスタイプ	プレミアムフォーカス
型式	ML-610B	ML-600B
ルーペ(倍率)		1.9倍
ルーペ焦点距離		250~350mm
寸法	本体	178W×163D×28Hmm (周囲51~62cm) ・ 205g (電池含まず)
	ルーペ部	111W×28D×47Hmm
	バッテリー	104W×48.5D×31Hmm ・ 92g
	充電用アダプタ	60W×35D×25Hmm ・ 35g
USBケーブル		タイプC 1,000mm
電源	単4電池×3本	3.6V リチウムイオンバッテリー 3350mAh
光源		3W LED
調光機能		無段階調光
照射範囲(距離350mm)		90mm~45mm
バッテリー使用時間	約2時間	照度III: 400分 照度II: 500分 照度I: 640分
バッテリー充電時間	-	約4時間
医療機器届出番号	23B3X10016000504	23B3X10016000503
JANコード	4580041985628	4580041985611
セット内容	本体、メガライトキャップ(メガライトアップ用)	本体、コネクタコード 800mm×1、充電用アダプタ ×1、USB ケーブル ×1、バッテリー ×1、メガライトキャップ(メガライトアップ用)

オプションクローズアップ① イルミナ、メガライトアップクリップタイプ、メガライトアップチタンフレームタイプ用

サイドスイッチ MO-4100

手を伸ばす煩わしさを解消するライトのON/OFFスイッチです。 ※後付不可のため注文時にご相談ください。

※バッテリースイッチONの状態、ライトのON/OFFはサイドスイッチで操作



こめかみ部分の スイッチ操作で 診療のストレスを軽減。

バッテリーを白衣や術着のポケットなどに入れて運用していると、ライトのON/OFFスイッチに手を伸ばしたり、探したりするのが焦れつつも煩わしく感じることはありませんか？
サイドスイッチは額帯タイプでの便利さを他のライト製品でも可能にしました。



イルミナ、メガライトアップクリップタイプ、メガライトアップチタンフレームタイプに対応します。
6種類のアタッチメントで様々なメガネ、ゴーグルなどに取り付けが可能です。

サイドスイッチの取り付け例と取り付け可能モデル

■ イルミナライトタイプ



■ メガライトアップ クリップタイプ




■ メガライトアップ チタンフレームタイプ



6つのアタッチメントで様々なメガネフレームに対応


今、お使いのメガネや保護用ゴーグルのフレームに取り付け可能です。



オプションクローズアップ②

他メーカールーペ用アタッチメント

他社製のルーペに当社のLEDライトを取り付け可能にするパーツです。



他社製ルーペに対応したアタッチメントをご用意しております。
専用アタッチメントを使用することにより、ご使用中のルーペへの取り付けが可能になります。

ZEISSルーペ用アタッチメント



〈取り付け方法〉

マグネット接続で、簡単にLEDライトを取り付け、取り外しができます。

SurgiTelルーペ用アタッチメント



〈取り付け方法〉

樹脂製アタッチメントでLEDライトをしっかりとルーペにホールドできます。

ナイツルーペ用アタッチメント



ジャパンフォーカス用アタッチメント



グンゼ用アタッチメント



キーラー用アタッチメント



上記にないルーペは、カスタムメイドいたしますのでご相談ください。

(お使いのルーペの写真をお送りいただくと、スムーズに対応できます。)

オプションクローズアップ③

イルミナ用ケース

ご指定のカラーケースに。



ブルー



グリーン




ワインレッド



ピンク



イエロー



シルバー



ブラック



イルミナご注文時は、ケースカラーは“ブラック(黒)”になります。
そのため、ご希望のケースカラーがありましたら、事前にご指定ください。

OPTION オプション一覧

品名 / 外観	バッテリー			充電器・充電器専用アダプタ		調光付き単4電池BOX	標準ルーペ		ワイドルーペ		イルミナ専用コネクコード60cm	コネクコードホワイト60cm	3mコード		スポーツフレーム レッド/ブラック/ホワイト	保護用ゴーグル スポーツタイプ レッド/ブラック/ホワイト	保護用ゴーグル		グラスオン フレームセット	メガライトキャップ (メガライトアップ用)	UVカットフィルター (歯科用 レジン)		額帯カバー (メガライトアップ額帯用)	額帯カバー (プレミアムフォーカス用)
	MS010A	MO-4400	KL-1208N	MS-030A MS-040A	KL-1209	WO-1001	倍率 1.7	倍率 1.5	倍率 1.7	倍率 1.5	MS-960A	WO-2060	イルミナ用	—	レッド/ブラック/ホワイト	レッド/ブラック/ホワイト	Mサイズ	Sサイズ	メガライトキャップ	イルミナ用	メガライトアップ用	HB: ホリゾンブルー CY: クリームイエロー AG: アッシュグレー KH: カーキ	—	
型式	MS-010A	MO-4400	KL-1208N	MS-030A MS-040A	KL-1209	WO-1001	MO-3170	MO-3150	MO-3175	MO-3155	MS-960A	WO-2060	MO-4300	KL-1213	MO-2300(R.B.W)	MO-2010(R.B.W)	MO-2000	MO-2001	MO-2100	MO-3200	MS-050A	MO-3210	SO-010 (HB.CY.AG.KH)	MO-3300B
イルミナ	●	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—
イルミナ額帯	●	—	—	●	—	—	●	●	—	—	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
メガライトアップ	—	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
メガライトアップ額帯	コードレス タイプ	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	●	—
	バッテリー タイプ	—	—	●	—	●	●	●	—	—	—	●	—	●	—	●	●	●	—	●	—	—	●	—
プレミアムフォーカス	コードレス タイプ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	●
	バッテリー タイプ	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	●
メガライトアップチタンフレーム	—	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—